

Provtagningsanvisning D-LPK, Leukocyter i ledvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Konsultremiss
Provtagning	6 mL Na-heparinrör utan gel , grön propp  Blanda noga
Förvaring/transport	Analyseras inom 6 timmar
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	$< 0,2 \times 10^9/L$
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Ej tillämpligt
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Icke inflammatorisk reaktion $< 2,0 \times 10^9/L$ Mild inflammation $< 15 \times 10^9/L$ Kraftig inflammation $\leq 50 \times 10^9/L$ Septisk ledvätska $> 50 \times 10^9/L$ I profilen ingår: D-LPK, D-LPK Poly, D-LPK Mono

Medicinsk bakgrund/ indikation	Cellräkning i ledvätska ger vägledning i valet mellan bakteriell och icke-bakteriell genes till ledinflammation och ger även en uppfattning om inflammationens grad. Ökad förekomst av polymorfonukleära celler innebär större sannolikhet för bakteriell artrit eller bakteriella infektioner relaterade till ortopediska implantat. Ökad förekomst av mononukleära celler kan tyda på serös artrit.
-----------------------------------	---

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet