

Provtagningsanvisning Chlamydia trachomatis av LGV-typ, Lymfogranuloma venerum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Remiss 2 Laboratoriemedicin, Region Gävleborg
Provtagning	Provtagningsset: Provpinne och PCR-medium för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae Cervix/vagina: <i>Cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit</i> Art.nr 1041721 <i>Cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit</i> Art.nr.1041722 Urin: <i>Cobas® PCR Urin sample packet</i> Art.nr. 223484 samt fabriksren bägare. Övrig provtagning (uretra, ögon, svalg, rectum): <i>Cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit</i> Art.nr 1041721 Om tillhörande provtagningspinne upplevs vara för tjock använd flockad nasopharynxpinne. Art.nr:201508 Samtliga provtagningsmaterial beställs via Proceedo. Urin: Patienten bör ej ha kissat 1-2 timmar innan provtagningen. Den första portionen, 10-20 ml av urinen samlas i plastmugg och överförs omgående med medföljande engångspipetten till röret med PCR-medium. Fyll röret med urin upp till de markerade linjerna. Skruva på korken och vänd röret 5 gånger för att blanda innehållet väl. Vagina: För in pinnen 5 cm i vagina rotera pinnen utmed slidans vägg i ca 30 sekunder. Stoppa sedan provtagningspinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen. Cervix: Avlägsna överflödigt sekret runt cervixöppningen med hjälp av den ena pinnen, som sedan kastas. Den andra provtagningspinnen roteras i cervixkanalen 5-10 sekunder. Stoppa ner

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Chlamydia trachomatis av LGV-typ, Lymfogranuloma venerum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(2)

Dokument ID: 09-216262

Giltigt t.o.m.: 2024-09-20

Revisionsnr: 5

Provtagning	pinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen. Övrig provtagning Uretra: Provtagningspinnen införes 3-4 cm på män och roteras i ca 5 sekunder. Stoppa sedan provtagningspinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen. Ögon: Efter rengöring, dra provtagningspinnen längs insidan av nedre ögonlocket. Pinnen stoppas i PCR-mediet och bryts av vid markeringen.
Förvaring /transport	Provet förvaras i kylskåps- eller rumstemperatur i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Chlamydia-analysen utförs vardagar. Om positivt prov vidarebefordras provet till Akademiska laboratoriet Uppsala följande vardag. Svarstid ca 1 vecka.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan i undantagsfall efterbeställas inom 2 veckor.
Patientinformation	Uppge på remissen att LGV-analys önskas. LGV-analys kan endast utföras om provet först blivit positivt för Chlamydia trachomatis.
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Provet analyseras först för Chlamydia trachomatis. Om provet blir positivt skickas det för vidare analys till Akademiska laboratoriet, Uppsala.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Särskild misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis av LGV-typ.