

## Provtagningsanvisning Citrullinantikroppar - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remiss                        | Elektronisk remiss från journalsystem inom Gävleborgs län eller pappersremiss 3 Serologi Region Gävleborg                                                                                                                                                              |
| Provtagning                   | <p>5 mL, gul propp eller röd propp</p>  <p>För kapillärprov krävs minst 300 µL blod i mikrotainerrör</p>                                                                              |
| Förvaring/Transport           | <p>Hållbarhet 1 vecka i kylskåp</p> <p>Frys prov i -20°C vid längre förvaring</p>                                                                                                                                                                                      |
| Analyserande laboratorium     | Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle                                                                                                                                                                                                                           |
| Referensintervall             | < 7 kIU/L                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Svarstid                      | <p>Helgfri måndag–fredag</p> <p>Analysen utförs 3 gånger/vecka.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Ackrediterad                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efterbeställning              | I undantagsfall                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Patientinformation            | Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biobanksprov                  | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kommentarer/Övrig upplysning  | Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medicinsk bakgrund/indikation | <p>Utredning av reumatisk sjukdom, särskilt vid misstanke om reumatoid artrit (RA).</p> <p>Antikroppar mot CCP analyseras vid utredning av reumatisk sjukdom, framförallt reumatisk artrit (RA). aCCP har en sensitivitet på 68 % och specificitet på 96 % för RA.</p> |

## Revideringar

| Datum      | Revisionsnr | Ändring                                                  |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 2023-09-05 | 8           | Lagt till revideringstabell. Korrigerat stavfel i titel. |

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet