

# Laboratoriemedicins nyhetsbrev

## Kylklamp i väskan – även på vintern

Kyligt ute och kyligt i provväskan! Nu när sänkorna körs i EDTA-rör behövs kylklampar i väskorna året runt.



## Ny rörfärg för vitamin D

Nu slipper ni det gula röret till Vitamin D!

Den 4 december byter vi provrör till mintgröna Li-heparinrör och slutsiffran till - 04 för analys av Vitamin D. Serumrör kommer att accepteras under en övergångsperiod. Referensintervallet ändras inte.

## Urinrör

För kortare svarstider och mindre risk för fel: använd 10 ml urinrör som passar i laboratoriemedicins maskiner. Då behöver de inte hanteras manuellt, vilket är mycket säkrare.

Använd: 10 ml rör med skruvkork (1088617) eller Vakuurrör 10 ml 1030231



## Ge bort den bästa julgåvan

Svensk sjukvård behöver i snitt en blodpåse i minuten. Dygnet runt. Året om. Det gäller såklart även inför jul. Att ge blod tar en halvtimme av din tid, men räddar upp till tre människors liv. Blodlagret i Region Gävleborg är i stort behov av påfyllning inför stundande jul- och nyårshelger. Varmt välkommen att ge blod, alla blodgrupper behövs. Du kan boka din tid via [Geblod.nu](http://Geblod.nu) eller 1177.se

Är du anställd åt Region Gävleborg får du lämna blod på arbetstid.

## Årets Bäst Klädda Rör

Bäst klädda rör! Etiketten hela vägen upp mot korken är en tidlös stil som fungerar år efter år



Bild:Region Halland



Biobanksprover?  
Lämna in dem  
senast kl 15.30






## Går du med prover till lab? Använd väska/provrörsställ

Provrör som bärs i handen löper större risk för att förolyckas. Använd provrörsställ eller väskor istället och prata med din provinlämning om du har några frågor.

**Bilirubin = Ljuskänsligt**  
När bilirubin exponeras för ljus sjunker bilirubinvärdet. Skydda därför alltid bilirubinprover från ljus

## Uppkoppling – PNA-provsvär elektroniskt till journalen



Om ni vill ha uppkoppling av PNA-instrument innan eller i samband med införandet av cosmic är det dags att börja planera nu. Det som framförallt behöver ses över är att nätverksuttag finns och om PNA-instrument behöver bytas ut för att kunna koppas upp.

[Beställa uppkoppling av patientnära analysinstrument, Hälso-, och sjukvård Region Gävleborg.](#)  
[Beställa patientnära instrument, Hälso-, och sjukvård Region Gävleborg](#)



### Är ni intresserade av uppkoppling?

Mer information hittar ni på samverkanswebben

[Laboratoriemedicin](#) / [Patientnära analyser](#) / [Uppkopplade instrument](#)

Ni kan även *följa QR-koden, eller maila* [PNA.LM@regiongavleborg.se](mailto:PNA.LM@regiongavleborg.se).

Detta nyhetsbrev finns publicerat här:

[Samverkanswebben](#) > [Laboratoriemedicin](#) / [Patientnära analyser](#) / [Dokument och länkar](#)

Har du några funderingar om nyhetsbrevet?

Hör gärna av dig till [PNA-teamet!](#)

[Pna-lm@regiongavleborg.se](mailto:Pna-lm@regiongavleborg.se)

