

Provtagningsanvisning Gonokocker Neisseria gonorrhoeae, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Genital diagnostik (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg.)
Provtagning	E-swab provtagningsset Sökord i procedo: <i>e-swab</i>  Sekret från uretra, cervix och/eller rektum. Sekret från konjunktiva, sekret från svalg. Uretra: För in pinnen 1- 2 cm i uretra, rotera pinnen, tag ut pinnen och stoppa ner den i transportsubstratet. Patienten bör ej ha kissat under de sista tre timmarna före provtagningen. Cervix: Torka först ren cervix från mucus. Rota provtagningspinne i cervix och stoppa därefter ner den i transportsubstratet. Var noga med att inte kontaminera pinnen med vaginalsekret.
Förvaring/Transport	Förvaras kylt i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Negativa prov besvaras efter 2 dygn. Positiva fynd telefonbesvaras efter 2- 3 dygn.
Ackrediterad	Ja

Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Kommentarer/Övrig upplysning	OBS! Screening för gonorre sker med PCR, se anvisning. Odling tas av Könsmottagningen, Gävle vid övertagande efter positiv screening. Växt eller ingen växt av Neisseria gonorrhoeae. Alla isolat testas för betalaktamasproduktion och skickas för resistensbestämning till Klin. Mikrobiologiska avd, Universitetssjukhuset, Örebro
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om infektion med gonokocker. Odling för typning och resistensbestämning efter positiv screening.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-27	5	Ny upprättare och ny fastställare. Ny information under remiss.
2023-10-30	6	Ny information under remiss